

# SOMNETICS TRANSCEND EZEX PLUS

## CPAP - Dispositivo para la terapia del sueño



La **CPAP TRANSCEND EZEX PLUS** es una CPAP base con ajuste de presión fija: después de unos minutos de uso el dispositivo alcanza gradualmente la presión máxima asegurando la apertura de las vías respiratorias. La **CPAP TRANSCEND EZEX PLUS** viene sin humidificador, que se puede adquirir por separado. Antes del envío, el dispositivo es configurado según los datos de prescripción del paciente. La **CPAP TRANSCEND EZEX PLUS** se ajusta de forma automática dependiendo de la altitud y puede contener hasta 13 meses de daosi, incluyendo:

- AHI (Apnea Hipopnea)
- Detección de pérdidas
- Total de horas de terapia
- Número de sesiones de terapia: 8 horas; 6 horas; 4 horas
- Total horas de operación

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Auto-titulación	-	Ajustes > 8h, 6h, 4h	•
Presión fija	•	Horas continuas de ventilación	•
Dimensiones 15,5 x 8,9 x 7,1 cm	•	Recolección datos durante 13 días/mes	•
Peso 426 g	•	Intervalo de memoria seleccionable	•
Nivel de ruido	26,6 dB	Datos resumidos / Datos detallados	•
Presión de funcionamiento (4-20cmH20)	•	Indicación media de la apnea	•
Liberación de presión (set 1, 2, 3)	•	Indicación del flujo respiratorio (%)	•
Rampa ajustable	•	Conexión USB	•
Ajuste automático de la altitud	•	Envío de datos por correo electrónico	•
Fuente de alimentación de 2.6Amp 100-240VAC, 50-60 Hz, 19VDC	•	EN60601-1: Clase II tipo BF, IP21 IEC 60601-1-2, EMC compatible	•
Filtro desechable	•	Conforme TranSync wireless	•
Garantía	2 años	Humidificador calentado	•
AHI y detección de pérdidas	•	Sistema de humidificación sin agua	•
Horas de terapia continua	•	Rango operativo: 5°-35°, 10%-80% humedad relativa, sin condensación	•